

# HELMEYSTER®

## FLEBO EXTRATOR DESCARTÁVEL

Dispositivo para fleboextração indicado para cirurgias de varizes, mais especificamente para a retirada da veia safena.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Embalagem unitária

(Embalagem Primária: Envelope auto selante grau cirúrgico // Embalagem Secundária: Caixa Plástica)

- 01 (uma) instrução de uso
- 01 (um) cabo de nylon P.A 6 atóxico com 120 cm de comprimento
- 01 (um) fio guia (100% poliamida) com 120 cm de comprimento
- 01 (uma) oliva com 7,0mm de diâmetro (nylon P.A 6 atóxico)
- 01 (uma) oliva com 9,0mm de diâmetro (nylon P.A 6 atóxico)
- 01 (uma) oliva com 11,0mm de diâmetro (nylon P.A 6 atóxico)
- 01 (um) puxador de nylon P.A 6 atóxico com 06 cm de comprimento

### ESTERILIZAÇÃO:

Esterilizado por óxido de etileno

### CATEGORIA DO PRODUTO:

Extrator

### REGISTRO ANVISA:

MS 10224590002

### INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE:

Flebo Extrator Descartável Helmeyster® destina-se à extirpação da veia safena interna na flebite, recidivante não curável, de forma conservadora, na insuficiência venosa crônica e nas formações varicosas, muito incômodas do ponto de vista estético.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- É restrito a médicos a utilização e manuseio deste material
- Verificar a integridade da embalagem antes de utilizar o produto. Se houver sinais de danos ou violação da embalagem, não utilizar.
- Verificar data de validade do produto.
- O fabricante recomenda o uso único.

### CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO:

Armazenar a temperatura ambiente em local seco e arejado e protegido dos raios solares. Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade.

### VALIDADE:

2 anos a partir da esterilização (fabricação), na embalagem original e íntegra e em condições normais de armazenamento.

**Responsável Técnica.: Maria da Silva Donha  
CRF 109073 -7**

**Helmeyster | [www.helmeyster.com.br](http://www.helmeyster.com.br)**

**SAC: [online@helmeyster.com.br](mailto:online@helmeyster.com.br)**