



Curativos com compressas esterilizadas, cura melhor!

A Compressa Não Aderente Estéril Cicatrisan é ideal para cobertura de ferimentos, cortes e arranhões. Sua estrutura porosa e não aderente ao ferimento facilita a remoção do curativo.

A Compressa Não Aderente Estéril Cicatrisan tem absorção 10 vezes maior que uma compressa de gaze (100% algodão).

Troque o curativo sempre que ficar úmido. Em caso de ferimento profundo ou queimaduras graves, procure um médico.

Interrompa o Uso em Caso de Irritação.

Composição:

Viscose e Poliester 40g/m² perfurado

Dimensões:

15,0cm x 15,0cm (aberto)

Estocagem:

Deve ser mantido em local seco, limpo e arejado.

- Quantidade ideal para uso.
- Economia e segurança em toda a utilização.
 - Produto de uso único. Destruir após o uso.
- Absorção 10 vezes o seu peso.
 - Proibido reprocessar.

Fabricado por:

SANFARMA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA CNPJ 02.625.651/0001-00 Indústria Brasileira Rua do Mecânico, 270/300 Dist. Ind. Werner Plaas Americana/SP - CEP 13478-724 Cadastro MS/ANVISA: 800.150.40021 Resp. Técnico: Eliana Rosa Pereira CRF/SP 90989









